



www.fiatalba.it

presenta la gamma di **AUTOCLAVI DA BANCO**, utili a soddisfare tutte le esigenze di sterilizzazione che possono presentarsi all'interno del laboratorio

ATV 50



ATV 60



ATV 20



* modello Europa B Evo
(camera 24 lt.)

* modello Andromeda Vacuum Xp Plus
(camera 20 lt.)

* modello Hydra Evo Plus
(camera 22 lt.)

Caratteristiche tecniche

Dimensioni (LxAxP)

Peso

Tensione

Assorbimento

Europa B Evo

Autoclave carichi Classe B

510 x 390 x 590 mm

510 x 390 x 730 mm*

54 Kg / 58 Kg

230V - 50/60 Hz

1,7 kW / 2,2 kW*

Andromeda Vacuum Xp

Autoclave carichi Classe S

442 x 385 x 500 mm

442 x 385 x 500 mm*

35 Kg / 35 Kg*

230 V - 50/60 HZ

2,2 kW / 2,2 kW*

Hydra Evo

Autoclave carichi Classe N

442 x 385 x 500 mm

442 x 385 x 500 mm*

54 Kg / 58 Kg

230V - 50/60 Hz

1,5 kW / 1,5 kW*

Dimensione camera

Diametro camera

Profondità

245 mm

320 mm / 500 mm*

245 mm

320 mm / 430 mm*

245 mm

320 mm / 400 mm*

Optional

	Connessione ad internet	no	no	no
	Comandi vocali	no	no	no
	Stampante integrata	sì	sì	no
	Sd card	no	no	no
	Connettore per incubatore biologico	sì	no	no
	Chiusura automatica	no	no	no
	Chiusura manuale	sì	sì	sì
	Predisposizione deionizzatore pura	sì	no	no
	Ciclo notte	sì	sì	sì
	Sistema PID	sì	no	no
	Allineamento barico automatico	sì	no	no

www.fiatalba.it

Autoclave

Tipo di ciclo e tempo medio complessivo*

	121°	121° non imbustato	121° imbustato	134°	134° non imbustato	134° imbustato	134° Fash	134° Prion	Special
Europa B Evo	60 min.			47 min.			32 min.	62 min.	
Andromeda Vacuum Xp		50 min.	53 min.		38 min.	43 min.			23 min.
Hydra Evo	38 min.			24 min.					

* Tempo complessivo comprende: vuoto, preriscaldamento, ciclo asciugatura. I tempi sono intesi con macchina a pieno carico.

FALC INSTRUMENTS SRL Via Monzio Compagnoni 2 24047 TREVIGLIO (BG)

Tel. 0363 304660 Fax 0363 304395 E-mail falc@falcinstruments.it

www.fiatalba.it